

# Xplore

Die Gehhilfe für große und kleine Abenteuer!



## Ihr Kind hat eine Bewegungsstörung und kann nicht gehen oder laufen?

Der Xplore ermöglicht Menschen mit Bewegungsstörungen mehr Mobilität und Inklusion. Erfahren Sie mehr über diese neuartige Gehhilfe.

### Go Xplore!



#### Dabei sein

Der niedrige Rahmen passt unter fast jeden Tisch – flexibel in jeder Situation. Dabei bleiben die Hände frei für Interaktionen mit anderen und Aktivitäten am Tisch.



#### Frei sein

Der Xplore ist für den Gebrauch im Freien zugelassen und einfach zu steuern - perfekt also für alle, die gern viel unterwegs sind.



#### Komfort genießen:

Das korrigierende und für energiesparende Bewegung konzipierte Stützsystem kann individuell angepasst werden und bietet einen hohen Komfort, auch über einen längeren Zeitraum.



## Wir sind davon überzeugt, dass Mobilität eines der wichtigsten Dinge im Leben darstellt.

Der Xplore gleicht die komplexen individuellen Bedürfnisse der Nutzer mit Bewegungsstörungen aus und unterstützt diese in der Bewegung. Durch die korrigierte Haltung wird ein pathologisches Gangbild vermieden, welches zu Schmerzen, Kontrakturen und Deformitäten führen kann.

### Für Therapeuten und Betreuer

#### Mehr Autonomie

Die dynamische Vorneigung mit wechselseitiger Führung der Beine fördert die Schrittbewegung und ermöglicht ein leichtes Vorankommen.



#### Mehr Flexibilität

Der Xplore ist schnell an den Nutzer angepasst. Der Ein- und Ausstieg ist schnell und unkompliziert. Das spart Zeit und Ressourcen.



#### Mehr Support

Der Xplore basiert auf 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Versorgung und Betreuung von Gehhilfen zum Gehen und Laufen.



# Hier kommt Tobias!

Tobias ist ein 10-jähriger Junge. Er hat eine bilaterale spastische Zerebralparese mit GMFCS-Stufe IV. Vor allem die rechte Seite seines Körpers ist betroffen. Wegen seiner Hypotonie ist Tobias' Muskulatur nicht sehr kräftig.

Tobias kann allein sitzen und mit Unterstützung stehen. Sein größtes Problem ist, dass er seine Hüft- und Kniegelenke nicht aktiv strecken kann. Weil er noch wächst und weiter an Gewicht zunimmt, ist das besonders problematisch.

## Ziele

Die Familie hat für die Physiotherapie folgende Ziele festgelegt:

Tobias' Funktionen und Fähigkeiten sollen erhalten werden. Besonders wichtig ist es, Kontrakturen vorzubeugen, damit Tobias beweglich bleibt und keine Druckstellen bekommt. Außerdem soll er so aktiv wie möglich sein und an möglichst vielen Aktivitäten im Alltag teilnehmen - vorzugsweise in stehender und gehender Haltung.

## Ergebnisse und Vorteile

Tobias hat den Xplore über einen Zeitraum von drei Wochen fast jeden Tag für etwa 30 Minuten genutzt. Seine Eltern haben folgende Vorteile festgestellt:

- Für Tobias' Eltern oder Assistenten ist der Gehtrainer leicht zu handhaben. Je leichter die Bedienung, desto intensiver wird ein Gerät genutzt, sodass Tobias mit dem Xplore jetzt aktiver ist als vorher.
- Tobias macht es viel Freude, sich mit dem Xplore umherzubewegen. Er kann damit längere Strecken zu Fuß zurücklegen, denn das Gehen mit dem Xplore fällt ihm leicht.





“Mit dem Xplore kann Tobias leichter und schneller gehen, sodass er besser an unserem Alltag teilnehmen kann.”

**– TOBIAS' MUTTER**

## Technische Daten



**Xplore**

SICHER, STABIL UND  
FÜR DIE NUTZUNG IM  
AUSSENBEREICH  
ZUGELASSEN.

HILFSMITTELNUMMER: 10.46.02.3051

	<b>XPLORE MEDIUM</b>	<b>XPLORE LARGE</b>
<b>KÖRPERGRÖSSE</b>	110 - 150 CM	140 – 180 CM
<b>KÖRPERGEWICHT</b>	MAX 50 KG	MAX 80 KG

EINZIGARTIGE  
**RUMPFUNTERSTÜTZUNG** FÜR  
OPTIMALE KORREKTUR UND  
POSITIONIERUNG.



## Zubehör



**THERAPIETISCH**



**SEITLICHE AUFRIECHHILFEN**



**AUFRIECHHILFE**



**STEUERUNG**



**KOPFUNTERTÜTZUNG**



**RÜCKLAUFSTOP**



**POSITIONIERUNGSSYSTEM**



**SCHLEIFBREMSE**



**GERADEAUSLAUF**

# Xplore

#GoXplore

**Entdecken Sie mehr!**

**Um weitere interessante Infos zum Xplore zu erhalten oder Ihre persönliche Produktdemonstration zu vereinbaren, kontaktieren Sie einfach noch heute unser Team für ein unverbindliches Beratungsgespräch!**

 +49 (0) 511-234 81 60

 [madeformovement.com/de](https://madeformovement.com/de)

Erfahren Sie mehr über Xplore



Druckfehler vorbehalten / MfM-DE-0920 / © 2020 Made for Movement AS Alle Rechte vorbehalten.