

WIE WERDE ICH REWALKER:IN?

VORGESPRÄCH **1**

Der erfahrene Lifeward Mitarbeiter ermittelt in einem persönlichen Gespräch, ob das ReWalk für die Nutzer:Innen geeignet ist.

ÄRZTLICHE VORUNTERSUCHUNGEN **2**

Für eine Test Session im ReWalk Exoskelett ist eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung sowie eine Knochendichtemessung (DEXA) von dem behandelnden Arzt notwendig. Das Formular hier zu erhalten Interessent:Innen von Ihrem beratenden Lifeward Mitarbeiter nach dem Vorgespräch.

TEST SESSION **3**

Die kostenfreie und unverbindliche Test Session findet in einem Therapiezentrum in Wohnortnähe statt und dauert etwa 2 Stunden. Hierbei wird die Funktionsweise des Systems erklärt und das Exoskelett individuell an die Nutzer:Innen angepasst. Anschließend werden die ersten Erfahrungen beim Aufstehen, Balanceübungen und den ersten Schritten gesammelt.

BEANTRAGUNG BEI DER KRANKENKASSE **4**

Nach einer erfolgreichen Test Session entscheiden die Interessent:Innen, ob sie gemeinsam mit Lifeward einen Antrag für die Schulung im Gebrauch sowie die persönliche Versorgung bei dem Kostenträger stellen möchten.

SCHULUNG IM GEBRAUCH **5**

Die Schulung im Gebrauch bereitet die Nutzer:Innen auf die sichere Verwendung des ReWalk im Alltag vor. Vom Transfer über das An- und Ablegen und den ersten Schritten, bis zum Überwinden von Bordsteinen und dem Treppensteigen erlangen Nutzer:Innen in dieser mehrmonatigen, intensiven Schulung alle Kompetenzen in einem zertifizierten Schulungszentrum in Wohnortnähe.

REWALK VERSORGUNG **6**

Nach erfolgreichem Abschluss der Schulung im Gebrauch und Bewilligung der Kostenübernahme durch die Krankenkasse, erfolgt die Auslieferung des ReWalk für die alltägliche Nutzung.

ReWalk™



ReWalk™

REWALK - DAS EXOSKELETT FÜR DEN ALLTAG



Anerkanntes Hilfsmittel

Hilfsmittelnummer: 23.29.01.2001

Für komplett und inkomplett querschnitt- gelähmte Menschen

Erstattungsfähig

bei vorliegenden
med. Voraussetzungen



ReWalk™ wird geführt von:


LIFEWARD

 Lifeward GmbH
 Leipziger Platz 15
 10117 Berlin
Tel: 030 25 89 50 80
kontakt@golifeward.com
GoLifeward.com/de





»»» WAS IST REWALK ?



ReWalk ist ein am Körper getragenes Exoskelett. Es ermöglicht Menschen mit einer Querschnittslähmung durch motorisierte Hüften und Knie wieder aufrecht zu Stehen, zu Gehen, Kurven zu laufen und Treppen zu steigen. Über die Auswahl des gewünschten Betriebsmodus sowie die Unterarmgehstützen behält der Nutzer dabei die vollständige Bewegungskontrolle.

Das ReWalk Exoskelett ist für den ganz-tägigeinsatz sowohl zu Hause als auch draußen geeignet. Es ist in Deutschland als Hilfsmittel zugelassen und anerkannt.

Somit kann es von dem behandelnden Arzt für den Versicherten verordnet werden und ist durch den Kostenträger erstattungsfähig.

»»» WER KANN REWALK NUTZEN ?

Das ReWalk wurde für Personen mit einer kompletten oder inkompletten Querschnittslähmung, die sich mit Händen und Schultern auf Unterarmgehstützen abstützen können, entwickelt.

Das System ist ausgelegt für eine Körpergröße zwischen ca. 1,60 m und 1,90 m (abhängig von der Beinlänge) und einem Körpergewicht bis zu 100 kg. Weitere Ein- und Ausschlusskriterien werden im Rahmen einer ärztlichen Voruntersuchung geprüft.

»»» JETZT REWALKER:IN WERDEN

Ob das ReWalk auch für Sie geeignet ist und wie Sie es ausprobieren können, erfahren Sie unter:



TEL: +49 (0) 30 2589 5080
E-MAIL: kontakt@golifeward.com

oder einfach den QR-Code scannen!



»»» WAS IST DAS ZIEL ?

Das Ziel der Versorgung mit dem ReWalk im sozialversicherungsrechtlichen Sinne ist der unmittelbare Behinderungsausgleich. Die verloren gegangenen Körperfunktionen (Stehen und Gehen) werden mit dem ReWalk weitgehend und umfassend ausgeglichen.

Im Alltag kann das System verwendet werden, um auf Augenhöhe am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, spazieren zu gehen oder Freunde in deren nicht barrierefreien Wohnungen zu besuchen.

Das genaue Einsatzziel ist dabei so individuell wie die Nutzer:Innen.

