



## STEETS Abstellhilfe

Die STEETS Abstellhilfe macht den Alltag mit Gehstützen spürbar leichter. Mit nur einer Handbewegung lassen sich Gehstützen oder Gehstöcke überall sicher abstellen – ob im Wohnzimmer, in der Küche oder unterwegs. Kein lästiges Anlehnen oder lästige Sucherei mehr, denn die Gehstützen bleiben immer in greifbarer Nähe und sind schnell einsatzbereit.

Doch die STEETS Abstellhilfe bietet nicht nur Komfort: Sie wurde mit Blick auf Sicherheit und Sturzprävention entwickelt und sorgt durch ihr innovatives Design dafür, dass sich die Stützen stabil platzieren lassen. Zudem überzeugt sie mit nachhaltiger Qualität – gefertigt aus recyceltem Kunststoff, der leicht und dennoch robust ist. Ein echtes Upgrade für mehr Leichtigkeit im Alltag – sicher, bequem und umweltfreundlich.



## Das Upgrade für die Gehstütze

Die STEETS Abstellhilfe ist als Ergänzung für bereits vorhandene Gehstützen konzipiert und lässt sich mit wenigen Handgriffen an handelsübliche Gehstützen\* wie Unterarmgehstützen, Krücken oder Gehstöcke montieren. Bitte beachten Sie, dass die Gehstütze selbst nicht im Lieferumfang enthalten ist.



ausgeklappt

eingeklappt

### Produktdetails:

**Montageset:** Im Lieferumfang sind alle benötigten Materialien enthalten, die für die Montage an der Gehhilfe benötigt werden. Zusätzlich steht ein Montagevideo auf deutsch und englisch bereit.

**Durchdachtes Design:** Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Fachärzt:innen, Therapeut:innen und Nutzer:innen für intuitives und schnelles Abstellen der Gehstütze im freien Raum.

**Stufenlose Höhenverstellung:** Integrierter Drehverschluss am Griff ermöglicht optimale Anpassung in der Höhe.

**Intelligente Klappmechanik der Beine:** Automatisches Einklappen der Beine bei Belastung.

**Flexibel einsetzbar:** Passend für Gehstützenrohre mit verschiedenen Rohrdurchmessern durch mitgelieferte Adapterhülsen.\*

**Qualität aus Deutschland:** Produziert nach höchsten Standards für Medizinprodukte, mit besonderem Augenmerk auf Präzision und Qualität.


**Umweltschonend:** Hergestellt aus hochwertigem Recyclingmaterial, einschließlich umweltfreundlicher Verpackung und Anleitung.

\*Gehstützen mit einem runden Rohrdurchmesser zwischen 17 – 22 mm (unten) und 17 – 24 mm (oben).


Intelligente Klappmechanik, die sich bei Belastung automatisch schließt.



Beiliegendes Montage-Set der Verpackung entnehmen.



Mit wenigen Handgriffen die STEETS Abstellhilfe anbringen.



Mehr Leichtigkeit im Alltag genießen.

## Schnelle und einfache Montage

Die Unterarmgehstütze oder der Gehstock können dank des mitgelieferten Montage-Sets schnell und mühelos mit der STEETS Abstellhilfe nachgerüstet werden. Anschließend lassen sie sich mit nur einer Handbewegung im freien Raum abstellen. Sobald die Gehstütze wieder mit Körpergewicht belastet wird, schließt sich das System der STEETS Abstellhilfe automatisch und garantiert so die volle Nutzbarkeit der Gehstütze.



Statement von Prof. Dr. med. Klaus M. Peters: Chefarzt der Orthopädie und Osteologie in der Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik

„Das sorgenfreie Abstellen der Gehstütze im freien Raum trägt nicht nur dazu bei, den Alltag Betroffener zu erleichtern, sondern es ermöglicht den Nutzenden ebenfalls, die Gehstütze dank der STEETS Abstellhilfe sicher und schnell greifen zu können, falls sie das Gleichgewicht verlieren. Dieser neuartige Ansatz von STEETS stieß in unserer Klinik nicht nur bei den Patienten auf großen Zuspruch, sondern ebenso bei den behandelnden Experten. Die Erfindung unterstützt durch ihre mobile Lösung bei der Sturzprävention.“

Schnelle und einfache Montage der STEETS Abstellhilfe an der Gehstütze

Müheloses Abstellen und Einklappen in Sekundenschnelle

Benutzerfreundliche und intuitive Bedienung

## FAQ

### An welche Gehstützen passt die STEETS Abstellhilfe?

Die STEETS Abstellhilfe wurde so konzipiert, dass sie an nahezu allen gängigen Unterarmgehstützen und Gehstöcke befestigt werden kann, die ein rundes Rohr ausweisen. Dabei deckt sie dank der mitgelieferten Adapterhülsen einen unteren Rohrdurchmesser von 17 bis 22 mm und einen oberen Rohrdurchmesser von 17 bis 24 mm ab. Im Lieferumfang ist alles Notwendige enthalten, um die STEETS Abstellhilfe schnell und einfach mit nur wenigen Handgriffen an der bestehenden Gehstütze zu montieren.

### Verändert die STEETS Abstellhilfe das Gangverhalten?

Nein, das Gangverhalten wird durch die STEETS Abstellhilfe nicht verändert. Durch die leichte und schmale Bauweise (159 Gramm) fällt die STEETS Abstellhilfe nicht ins Gewicht. Zudem wurde sie in enger Zusammenarbeit mit Ärzt:innen und Physiotherapeut:innen entwickelt, um eine optimale Unterstützung ohne Beeinträchtigung der natürlichen Gangart zu gewährleisten.

### Wird die STEETS Abstellhilfe von der Krankenkasse bezuschusst?

Aktuell ist eine Bezuschussung durch die Krankenkasse nicht möglich. Es wird jedoch daran gearbeitet, diese finanzielle Entlastung zu erreichen.

### Ist eine Gehstütze im Lieferumfang der STEETS Abstellhilfe enthalten?

Nein, die STEETS Abstellhilfe wird ohne Gehstütze geliefert. Im Lieferumfang ist die STEETS Abstellhilfe (1 Stück) sowie das passende Montageset enthalten, mit dem sich handelsübliche Unterarmgehstützen / Krücken oder Gehstöcke ganz einfach nachrüsten lassen.

### Passt die Gehstütze auch an Gehstöcke?

Ja, die STEETS Abstellhilfe ist mit Gehstöcken kompatibel. Dank der mitgelieferten Adapterhülsen passt sie an Gehstöcke mit einem unteren Rohrdurchmesser von 17 bis 22 mm und einem oberen Rohrdurchmesser von 17 bis 24 mm. Die spezifischen Anforderungen für eine passende Gehstütze können in der Gebrauchsanweisung unter Punkt 6, "Technische Anforderung für die Montage an der Gehstütze", nachgelesen werden.

### Ist die STEETS Abstellhilfe auf verschiedene Größen der Nutzer:innen einstellbar?

Ja, die STEETS Abstellhilfe ermöglicht eine schnelle und einfache Anpassung der Höhe. Dank des Drehverschlusses lässt sich die Höhe der Gehhilfe inkl. der STEETS Abstellhilfe individuell und unkompliziert einstellen.

### Kann die Verbindungseinheit zwischen dem unteren und oberen Teilsystem reißen?

Nein, die verbaute Hochleistungs-Kunststofffaser ist extrem belastungsresistent und wird unter anderem für Gleitschirme verwendet.



### Lieferumfang:

- 1x STEETS Abstellhilfe (1 Stk.)
- 3x Adapterhülsen für div. Rohrdurchmesser\*
- 1x Schablone
- 1x Sechskantschlüssel
- 1x Gebrauchsanweisung und Montageanleitung (de/en)



\*Gehstützen mit einem runden Rohrdurchmesser zwischen 17 - 22 mm (unten) und 17 - 24 mm (oben).

### Technische Details:

#### Verpackungsgröße:

- 21,5 cm (Länge) x 14,5 cm (Breite) x 6,5 cm (Höhe)

#### Gewicht:

- Gesamtgewicht der Verpackung (Brutto): 329 Gramm
- Gesamtgewicht der STEETS Abstellhilfe: 159 Gramm

#### Produktfarbe:

- Schwarz

#### Produktmaterial:

- Hauptsächlich recycelter Kunststoff mit partieller Glasfaserverstärkung

#### Herstellungsland:

- Deutschland (NRW)