



WILLKOMMEN IN DER WELT DER HWK THERAPIELIEGEN

Hier verschmelzen Qualität und zeitloses Design zu ökologisch nachhaltigen Therapieliegen. Da wackelt nichts, da nutzt sich nichts ab – weil unsere Liebe zu Details in jeder Schraube und jedem Handgriff zum Ausdruck kommt.

Seit über 40 Jahren behauptet sich unser kleines inklusives Team nun schon am Markt. Mit ganz viel Herzblut und Begeisterung für die Sache.

Die HWK Therapieliegen sind ein Bereich des gemeinnützigen Unternehmens Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsruhe gGmbH (HWK).

Die HWK gGmbH ist eine Betriebsgesellschaft der Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen und Umgebung e.V.



KONTAKT



BIRGIT BRÄUNING



+49 721 94605-17



braeuning@hwk-therapieliegen.de



LAURENCE RIEDINGER



+49 721 94605-11



riedinger@hwk-therapieliegen.de



Stand 01/2025

E6 KARLSRUHE

SOLID

HWK Therapieliegen

Am Storrenacker 27
76139 Karlsruhe

info@hwk-therapieliegen.de
www.hwk-therapieliegen.de

✓ BASISAUSSTATTUNG

GRUNDGESTELL UND POLSTER

- Länge 185 cm (Fußteil um 10 cm ausziehbar auf 195 cm), Breite 65 cm
- sechsteiliges, mehrlagiges Polster (Höhe = 9,5 cm)
- Kopfteil (Länge 38 cm) mit Nasenschlitz inkl. Polstereinsatz, stufenlos verstellbar von +30° bis -35° mittels Gasfeder
- Gestellfarbe serienmäßig grau-aluminium RAL 9007
- fahrbar durch zwei Laufräder im Kopfteilbereich mit rutschfester Lauffläche

HÖHENVERSTELLUNG

- ohne horizontalen Versatz
- serienmäßig mittels Handschalter (46 cm bis 89 cm)
- Hubkraft bis 200 kg (sicherheitsgeprüft nach EN60601-1)
- elektrisch und stufenlos, mit codiertem Sicherheitssystem

EINSTELLUNG BRUST- UND BECKENTEIL

- Dach- und Schrägstellung mit 2 Motoren
- Brustteil separat verstellbar von 0° bis +15°
- Beckenteil mit Fußteil separat verstellbar von 0° bis +10°

SONSTIGES

- Länge 185 cm (Fußpolsterteil um 10 cm ausziehbar auf 195 cm), Breite 52 cm
- spezielles, vierlagiges Polster mit progressivem Innenaufbau für optimalen Liegekomfort in der Dachstellung



⊕ VORTEILE

Häufig können sich PatientInnen mit Schmerzen auch während der Behandlung nur schwer entspannen. Die Solid E6 Karlsruhe wirkt dem mit ihrer speziellen Polsterung entgegen.

Dank der vielseitigen Einstellungsmöglichkeiten der Solid E6 Karlsruhe können TherapeutInnen individuell die Dachstellung an den/die PatientInnen anpassen. So können PatientInnen bereits vor und während der Behandlung besser loslassen, was die Effektivität der Behandlung nachweislich steigert.



Solid E6 Karlsruhe bietet entscheidende Vorteile:

- individuell anpassbare Liegenlänge durch Ausziehen des Fußteils
- durchgängige Behandlung für PatientInnen in Bauchlage durch die selektive Höhenverstellbarkeit von Brust- und Beckenteil
- einstellbar für PatientInnen mit Kyphose oder Lendenlordose
- „Bequem-Position“ für PatientInnen mit akuten Lumbago- oder Ischias-Beschwerden
- hervorragende Arbeitsergonomie durch speziell ausgeformte Kopf- und Brustteile



OPTIONEN DER HÖHENVERSTELLUNG

- per Handbedienung mittels Tastschalter beidseitig am Polster
- rundum per Fußschaltung mittels Tastschalter an Kopf- und Fußteilleite

UNSERE HÖHENVERSTELLUNG GIBT ES



Elektrisch



BESUCHEN SIE UNS!
www.hwk-therapieliegen.de

